

## 足関節用

### ウォーク オン

#### 短下肢装具



#### ■ 足関節背屈保持

#### ■ 歩行補助

靴の中に挿入して装着し、足関節を底背屈0°で保持します。

本体は軽量で弾性と剛性を兼ね備えた炭素繊維強化プラスチック（カーボンFRP）で構成されています。足底部の反発弾性により、歩行時の遊脚期には足先を持ち上げ、装着者の体重移動を利用して蹴上げの力が作用するため、自然な歩行を補助します。

| 発注品番         | 右左/<br>サイズ | 適用範囲      |           |     |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
|              |            | 靴サイズ (cm) | 装具高さ (mm) |     |
| 28U11=R36-39 | 右          | S         | 22.5～24.0 | 350 |
| 28U11=R39-42 |            | M         | 24.0～26.5 | 360 |
| 28U11=R42-45 |            | L         | 26.5～29.5 | 370 |
| 28U11=R45-48 |            | XL        | 29.5～31.0 | 390 |
| 28U11=L36-39 | 左          | S         | 22.5～24.0 | 350 |
| 28U11=L39-42 |            | M         | 24.0～26.5 | 360 |
| 28U11=L42-45 |            | L         | 26.5～29.5 | 370 |
| 28U11=L45-48 |            | XL        | 29.5～31.0 | 390 |

※XLサイズはドイツからの取寄せとなります。

サイズの選択は、普段の靴サイズを目安にしてください。

#### ■ 部品構成



パッケージには本体と下腿半月を保護するカフバンドが同封されています。

#### 製品の特徴



つま先と踵の弾性により、ダイナミックで生理的な歩行パターンを再現します。