

厚生労働省認可完成用部品

ゲルマット GelMat

ゲルマットは骨突起部の除圧と
全体のトータルコンタクトを目指します

本 社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ 132
☎(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀 4-10-3
世田谷ビジネススクエアヒルズⅡ2F-25号
☎(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362

インターネット ホームページ
<http://www.nakamura-brace.co.jp>
e-mail アドレス
nakamura@nakamura-brace.co.jp

世界遺産 石見銀山
義肢装具・医療用具
中村ブレイス株式会社
ISO9001(品質) ISO14001(環境) 認証取得



ノーマルタイプ 770N

当社従来品(足底板など)で
使用しているものよりも、
柔らかいシリコンゴムを
使用しています。



ソフトタイプ 771N

ノーマルタイプよりもさらに
柔らかいシリコンゴムを
使用しています。



スーパーソフトタイプ 772N

ソフトタイプよりもさらに
柔らかいシリコンゴムを
使用しています。

▼サイズ表 (ゲルマット共通)

サイズ	S	SM	M	ML	L	LL
断端末より 3 cm 上の 直径での目安(cm)	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11



特注品

ゲルマットは特注品にも対応しています！！

- * 難しい断端末形状にもぴったりフィットします。
- * シリコンゴムの硬度を選べます。
- * 硬度の異なるシリコンゴムを使用することで、部分的な免荷も可能です。

※特注品のご注文の際にはマスターモデルとなる
スーパープラストなどをお送りください。

※ご注意！！

無理に引張ったり、押し付けたり、爪や指輪、
刃物など鋭利なものがあたり切れ目などが
入ると本体が裂けますので十分にご注意ください。

*ソフトインサート
*シリコンライナー
どちらにも使用
できます！

